


**Bitte bei der Bestellung Design angeben:**


***„bunt uni“***



***„Dino“***



# **„Einhorn“**



# „Dino und Einhorn“

ORIGINAL 03 SEHR GUT 2021 dermatest  
dermatest-garantie.de

Hergestellt im Abriek, Kreis Ahrweiler. Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie die Hochwasserregion Ahrweiler.

MEDIZINISCHE  
EINWEG MUND  
NASEN MASKE  
MADE IN GERMANY

50  
STÜCK

HARD Schutzausrüstung GmbH

HARD

HARD Schutzausrüstung GmbH

DISPOSABLE MEDICAL FACE MASK  
MEDIZINISCHE EINWEG  
MUND NASEN MASKE  
KLEINE GRÖSSE / XS

BFE ≥ 98% TYPE II R  
MADE IN GERMANY

3-LAGIG HOHE QUALITÄT HAUT FREUNDLICH

HARD

50  
STÜCK

CE


GRÖSSE: 14,5 x 9,5 cm

TYP II R - EN 14683  
100% GLASFASERFREI  
100% LATEXFREI

## MATERIAL / MATERIALS

Meltblown Filter Schicht - BFE  $\geq 98\%$

Innen: Polypropylen Vlies - hydrophil



Außen: Polypropylen Vlies - hydrophob



**DE**  
Die Maske dient der  
minimierten Abgabe von  
Aerosolen und dem Schutz  
vor Aerosolen. Nur zur  
Einmalverwendung  
vorgesehen. Vor dem  
Anlegen Hände gründlich  
waschen.

**EN**  
The mask is intended to  
minimise the release of  
aerosols and protect  
against aerosols. For  
single use only. Wash  
hands thoroughly before  
putting on the mask.

**FR**  
Ce masque est destiné à  
minimiser le dégagement  
d'aérosols et à protéger  
contre les aérosols. À  
usage unique. Lavez-vous  
soigneusement les mains  
avant usage.

**SP**  
Esta mascarilla está  
diseñada para minimizar  
la liberación de aerosoles  
y para proteger contra  
los aerosoles. ¡Para un  
solo uso! Lávese bien las  
manos antes de ponerse  
la mascarilla.

**IT**  
La mascherina serve a  
ridurre al minimo il rilascio  
di aerosoli e a proteggere  
dagli aerosoli. Destinata al  
solo uso singolo. Lavare  
accuratamente le mani  
prima di indossarla.



Sicherstellen, dass die  
farbige Seite nach Außen  
und das Nasenbügler oben  
anhehend getragen wird.  
Maske anlegen und den  
Nasenbügler so andrücken,  
dass er sich an der  
Nasenwurzel anpasst.  
Überprüfen, ob sicher hinter  
den Ohren festsetzt.

Make sure that the  
coloured side is worn on  
the outside and the nose  
clip is fitted at the top. Put  
on the mask and press the  
nose clip down so that it  
adjusts to the contours of  
your nose. Fix the ear-  
straps securely behind the  
ears.

Veillez à ce que la face  
colorée soit portée à  
l'extérieur et que le  
présous-bien placé en haut.  
Mettez le masque et  
appuyez sur la pince-nas  
pour qu'il épouse bien  
contours de votre nez. Fixez  
bien les sangles derrière les  
oreilles.

Asegúrese de que el lado  
coloreado se lleva fuera y  
que la pieza para la nariz se  
coloca en la parte superior.  
Póngase la mascarilla y  
presione la pieza para que  
se ajuste al contorno de su  
nariz. Ajuste los corchetes  
firmemente detrás de  
sus orejas.

Assicurarsi che il lato  
colorato sia all'esterno e  
che il nasello sia in alto.  
Indossare la mascherina e  
premere il nasello in  
posizione in modo che si  
adatti al contorno del  
naso. Fissare saldamente  
la fascia auricolare dietro le  
orecchie.



Legen Sie die Maske so  
an, dass die Innenseite  
vollständig bedeckt ist.  
Nur durch den Nasen-  
bügler und die Ohren-  
bänder sollte die Maske  
berührt werden. Maske  
ersetzen und entsorgen,  
wenn diese zu feucht wird.

Place the mask in such  
a way that it completely  
covers your entire  
mouth and nose. Only  
then will the mask fit  
properly. While wearing  
the mask, try not to touch  
it. Replace and dispose  
of the mask when it  
becomes too damp.

Placez le masque de  
manière à ce qu'il couvre  
entièrement la bouche et le  
nez, geste nécessaire au  
bon port du masque.  
Lorsque vous portez le  
masque, veillez à ne pas le  
toucher. Remplacez le  
masque et jetez-le lorsqu'il  
devenir trop humide.

Coloque la mascarilla de  
manera que cubra  
completamente la boca y la  
nariz. Es así de necesario  
para un ajuste adecuado.  
Cuando usa la mascarilla  
trata de no tocarla.  
Reemplázala cuando esté  
demasiado húmeda.

Indossare la mascherina in  
modo che copra  
completamente l'intero area  
della bocca e del naso.  
Solo allora la mascherina si  
adatterà correttamente. Non  
toccare la mascherina mentre  
la si indossa. Sostituirla e  
gettare via la mascherina  
quando diventa troppo  
umida.



Maske mit sauberen  
Händen an den Ohren-  
bändern abnehmen. Die  
Maske in einem  
geschlossenen Behälter  
und nach gesetzlichen  
Vorgaben entsorgen.  
**ACHTUNG!** Keine  
Anwendung bei: Kinder  
unter 16 Jahren, oder 6  
Ladungsphases. Bei  
geschwächter Atem-  
unverträglichkeit/Allergien  
gegen Sternae Stoffe,  
Mechanischer Verletzung  
der Haut. Ärztlicher  
Untersuchung.

Remove the mask with  
clean hands at the ear  
bands. Dispose the mask in  
a closed container and in  
accordance with legal  
requirements.  
**ATTENTION!** Do not use  
under the following  
conditions: Children under  
the age of 16 years. In case  
of prolonged breathing  
difficulties,  
intolerance/allergies to  
named fabrics, Mechanical  
injury to the skin. Medical  
examination.

Retirez le masque à sec des  
mains propres par les  
sangles. Jetez le masque  
dans un récipient fermé et  
conformément aux  
réglementations.  
**ATTENTION!** N'utilisez pas  
ce masque dans les  
conditions suivantes: Les  
enfants de moins de 16 ans.  
En cas de troubles  
respiratoires  
durables/allergies à  
certains matériaux.  
Intolérance/allergies aux  
tissus nommés. Blessure  
mécanique de la peau.  
Prise en charge médicale.

Quítese la mascarilla con  
las manos limpias utilizando  
las correas. Desecha la  
mascarilla en un  
contenedor cerrado y de  
acuerdo con los requisitos  
legales. **PRECAUCIÓN!** No  
use esta mascarilla bajo las  
siguientes condiciones:  
Niños menores de 16 años.  
En caso de problemas  
difíciles/respiratorios  
prolongados/alergias a los  
tejidos nombrados. Lesión  
mecánica en la piel.  
Prévia consulta médica.

Rimuovere con le mani  
pulite la mascherina partendo  
dalle fasce auricolari.  
Smaltire la mascherina in un  
contenitore chiuso e in  
conformità con i requisiti  
legali. **ATTENZIONE!** Non  
utilizzare in caso di: Bambini  
con età inferiore ai 16 anni.  
Difficoltà respiratorie  
prolungate/  
intolleranza/allergie a  
certi tessuti nominati. Lesione  
meccanica alla pelle. Divieto  
medico.

**HARD**<sup>®</sup>  
MMNS-MASKEN  
MADE IN GERMANY



HARD Schutzausrüstung GmbH  
Bahnhofstraße 20  
D-53520 Dümpelfeld



+49 (0) 2695 2779957



shop.support@hard-germany.de



www.hard-germany.de



**LOT**



siehe Ober - oder Unterseite

# „Bunt uni“



# Medizinische Einwegmaske

## Anleitung:



ziehen Sie die gefaltete Maske auseinander



befestigen Sie die Ohrschlaufen hinter dem Ohr.



streichen Sie den Nasenbügel über die Kontur der Nase für optimale Anpassung.

## Information:

Material: Vliesstoff + schmelzgeblasener Stoff (Melt-blown) + Vliesstoff

- ✓ 5 Masken/Packung
- ✓ 3-lagige medizinische OP-Maske, schützt vor Tröpfchen
- ✓ Grösse: 14.5 × 9.5 cm
- ✓ Standard: EN14683 Typ IIR



Hunan Huaxiang Industry Co., Ltd  
No. 168, Zhengyang Avenue, Zhengxiang District,  
Hengyang City, Hunan Province, China  
+86-0734-8573990 +86-18593416555



2022.03.01

made in China



2 Years

LOT

20200501

Surgical Mask (Medical)

14.5 × 9.5 cm Typ IIR

EC Medical Devices Registration Number: RPS/998/2020

EC REP

WeMoove e.U.  
Salzbergstr. 82, 6067 Absam  
Österreich [www.physioshop24.net](http://www.physioshop24.net)

MD

